

# Technische Dokumentation

---

## Produktname

Protektoren maschinenwaschbar (1 Paar)

## Artikelnummer

2008-001

## Produktbeschreibung

Die Protektoren liegen seitlich an der Hüfte an, bestehen aus einem viscoelastischen Weichschaum, sind wasserdicht und maschinenwaschbar. Ein Slip, der wie normale Unterwäsche getragen wird, dient der Fixierung der Protektoren an der richtigen Position. Bei einem Sturz auf die Hüfte schwächt der Protektor die einwirkende Kraft ab. Die Sturzenergie auf den Oberschenkelhals wird reduziert und auf das umliegende Weichteilgewebe verteilt. Direkt nach Aufhebung der Belastung kehrt der Protektor, der aus viscoelastischem Weich-Schaum besteht in seinen Ursprungszustand zurück und schützt sofort wieder.

## Beschreibung

ergonomisch geformt

hoher Tragekomfort auch im Liegen

viel Bewegungsfreiheit ohne Druck- und Scheuerstellen

geringes Gewicht

waschbar / abwischbar

kein Verschmutzen des Protektors

**ACHTUNG:** Ihre volle Wirkung entfalten die suprema Hüftprotektor-Systeme nur durch den Einsatz von suprema-Hosen.

## Materialzusammensetzung

Material: viscoelastischer Weich-Schaum in PVC-Folie eingeschweißt

## **Pflegehinweise**

Nicht Trocknen, kein Weichspüler, abwischbar, Waschen 60 °C

## **Verfügbare Größen**

Einheitsgröße (passend für alle suprima Hüftschutzhosen)

## **Farbe**

weiß

## **Sicherheitshinweise**

Warnhinweis: Hüftprotektoren können nicht in jedem Fall Sturzverletzungen verhindern. Jegliche Haftung ist deshalb ausgeschlossen.

Achtung:

Ihre volle Wirkung entfalten die suprima Hüftprotektor-Systeme nur durch den Einsatz von suprima Protektoren in Verbindung mit den suprima Hüftprotektor-Slips.

## **Kontaktdaten**

suprima GmbH

Kulmbacher Straße 31-35

95460 Bad Berneck

[www.suprima-gmbh.de](http://www.suprima-gmbh.de)